

PROCONTROL[®]

Hi-Call[®] ProxerHelp

Segélyhívó karkötő



Verzió: 1.0
Dátum: 2019.

A Hi-Call® család **ProxerHelp** kényelmesen viselhető, karóra formájú segélyhívó karkötője segítségével a segítségre szoruló, egyedül élő, idős, tartósan beteg ember rosszulletés esetén segélyhívást küldhet, illetve telefonhívást kezdeményezhet a megbízott távfelügyelettel, segélyszolgálattal vagy hozzátartozójával. A **ProxerHelp** jól használható egyedül és/vagy veszélyes területen dolgozó munkatársak segélyhívójaként is.

A karkötő viselője vészjelzést, segélyhívást tud kezdeményezni, ha a karkötő gombját háromszor egymás után megnyomja. A karkötő azonnali segélyhívást küld a SIM-kártyában tárolt számokra (Három számot hív egymás után, ábécé vagy számsorrendben).

A karkötőn keresztül (telefon)beszélgetést is lehet folytatni, de ha a segélyhívó személy nem is képes a beszédre, a segélyhívás mindenképp megtörténik.

A karkötő felhasználója nem tudja másra használni a karkötőt, csak rendszergazdai jelszóval állítható át bármelyik paraméter.



Tulajdonságok

- Önállóan működőképes
- SIM kártyával működő
- IP67-es védelem, azaz teljes mértékben védett por ellen és vízbe merülés esetén védett korlátozott ideig
- Szabadtéren is használható
- SIM kártya szerint bármelyik mobiltelefon hálózatban működik
- Üzemidő egy töltéssel ~48h óra (850mAh)
- Android operációs rendszer
- USB mágneses töltő
- Téves riasztás leállítható
- Visszahívható készülék
- Kényelmes és könnyű

Opciók

- Éberségellenőrző funkció veszélyes munkaterületeken dolgozóknak
- Automatikus segélyhívás opció veszélyes munkaterületeken dolgozóknak
- Munkaterület meghatározása funkció – megfelelő infrastruktúrával, rendszerként

Működés

Első beüzemelés

Igény szerint a SIM-kártyát a Procontrol címére megküldve azt a Procontrol munkatársai beleteszik a készülékbe. A segélyhívó órát töltővel együtt, és a telepített segélyhívó alkalmazással együtt szállítjuk.

A készülék oldalán lévő gomb hosszabb megnyomásával a készülék bekapcsol, és betölti a programot. Ez 1-2 percet is igénybe vehet.



Használat

1. Ha a **ProxerHelp** alvó állapotban van (elsötétült képernyő), nyomja meg röviden a készülék oldalán lévő gombot. A **ProxerHelp** feléled, és megjelenik a zöld SOS hívás érintőgomb.



2. Röviden érintse meg a zöld SOS hívás gombot



A hívás indítása után pár másodpercig elvethető a Megszakítás gomb megérintésével (tárcsázási idő), vagy megszakítható a hívás befejezése ikonnal a hívásképernyő megjelenése után



3. A készülék egymás után hívja a beprogramozott számokat (max 3) válaszig vagy a hívás elvetéséig. Sikeres hívás esetén a **ProxerHelp**en keresztül a telefonhívás lebonyolítható.



4. A hívás a hívó oldalról is befejezhető a piros Hívás vége gomb megnyomásával.



Fontos: Segélyhívás kezdeményezhető az oldalsó bekapcsoló gomb három rövid megnyomásával is.



Környezeti zajtól, illetve a beszélgetők hangerejétől, hallásától függően a **ProxerHelp**et 10-20cm-re tartva az arctól is kiválóan lehet használni. A mikrofon a bekapcsológomb alatt, a hangszóró az átellenes oldalon található. A hangerő a „-” és „+” gombok érintésével csökkenthető vagy növelhető.



Információs menü

A főképernyőn, a SOS hívás gomb felett 2 jobb húzással elérhető az információs menü, névjeggyel és eszközazonosítóval.

